


schoolbussen
Wij worden bereikbaar over het algemeen van
schoolbussen. Het is niet mogelijk om contact
te maken met de schoolbussen.

Wij bieden een breed scala aan diensten en
producten. Het is mogelijk om contact te
maken met de schoolbussen. Het is niet
mogelijk om contact te maken met de
schoolbussen. Het is niet mogelijk om
contact te maken met de schoolbussen.

HAAGS KUNSTOGEN LABORATORIUM
VALKENBOSLAAN 56A - 2563 CM 's-GRAVENHAGE
TELEFOON/FAX 070 - 345 12 93
HTTP://WWW.KUNSTOOG.NL - E-MAIL: INFO@KUNSTOOG.NL



Tram-verbinding


Centraal station richting Utrecht, lijn 3, richting Loosduinen,
uitstappen Valkenbosplein.

Station H.S. richting Amsterdam - Rotterdam, lijn 12, richting Duin-
dorp, uitstappen Copernicusplein, de Valkenboslaan kruist dit plein.

INDIVIDUEEL VERVAARDIGDE

Kunststof oogprothesen

SINDS 1953



HAAGS KUNSTOGEN LABORATORIUM
VALKENBOSLAAN 56A - 2563 CM 's-GRAVENHAGE - TEL./FAX: 070 - 345 12 93
HTTP://WWW.KUNSTOOG.NL

Moderne techniek

Vele jaren heeft men gezocht naar een goede prothese ter vervanging van het eigen oog. Tot 1945 was het glazen kunst oog de enige oplossing. Omdat dit nadelen heeft, is men destijds naar andere mogelijkheden gaan zoeken.

Mede dankzij de moderne techniek slaagden wij erin een kunststof oogprothese te vervaardigen. Deze wordt gemaakt van de allerbeste kunstharzen. Door verhitting en verdere bewerking ontstaan er eigenschappen die voor het vervaardigen van een goede oogprothese noodzakelijk zijn.

Belangrijke eigenschappen

Een kunststof prothese is -in tegenstelling tot een glazen kunst oog- onbreekbaar en vederlicht. Verder heeft de ervaring ons geleerd dat deze niet wordt aangetast door het traanvocht en niet verkleurt. Door al deze eigenschappen is een kunststof prothese bijna niet te onderscheiden van een gezond oog. Verder is vooral van belang, dat de prothese meebeweegt met het goede oog. Mede daardoor valt het niet op, dat een oogprothese gedragen wordt.

Individuele aanpassing

Iedere oogprothese wordt op maat gemaakt en volledig aangepast aan de kleur van het gezonde oog. Mocht de vorm van de oogkas later nog wat veranderen, dan kan hieraan ook de prothese worden aangepast, waardoor deze goed blijft passen.

Enkele weken na ontslag uit het ziekenhuis kan de prothese al worden aangemeten. Wel is het raadzaam dat u bij het verlaten van het ziekenhuis uw behandelend oogarts hierover om advies hebt gevraagd.

Schaalprothesen

Wilt u nadere inlichtingen over het aanmeten van schaalprothesen, dan kunt u contact met ons laboratorium opnemen

Hoe gaat het aanmeten precies?

De behandeling op het Kunstogen Laboratorium geschiedt uitsluitend op afspraak. Afspraken kunnen worden gemaakt tussen 10.00 en 15.00 uur op het telefoonnummer 070 - 345 12 93.

Voor de vervaardiging van de prothese wordt de cliënt om ongeveer 10.00 uur 's morgens op ons laboratorium verwacht.

In de loop van de dag wordt een afspraak gemaakt om het oog een keer te komen passen. 's Middags om 16.00 uur is de prothese klaar.

Nazorg

Bij kinderen tot 12 jaar is het gewenst de prothese ieder half jaar te laten controleren.

Bij oudere kinderen en volwassenen kan deze termijn op een jaar worden gesteld.

De eerste verandering binnen een jaar is bij het tarief inbegrepen.

Vergoeding

De ziekenfondsen vergoeden 100% per prothese om de twee jaar aan hun verzekerden, mits zij een aanvullende verzekering hebben.

Informatie

U kunt voor meer informatie omtrent de vervaardiging van kunststof oogprothesen terecht op onze website: <http://www.kunstoog.nl> of telefonisch contact met ons opnemen.

Onze oogprothesen voldoen aan de E.G. richtlijn 93/42